

DURATA DEL PRODOTTO

La durata del prodotto è di 5 anni dalla data di produzione.

Utilizzare entro: etichetta del prodotto

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E TRASPORTO

- Proteggere dal calore e conservare in luogo asciutto.
- Conservare al riparo dalla luce solare e dai raggi luminosi.
- Conservare e trasportare nella confezione originale.

SMALTIMENTO

Il prodotto usato o difettoso deve essere smaltito in conformità con le norme di legge nazionali e internazionali applicabili.

ATTENZIONE

- Il prodotto può essere contaminato da sostanze potenzialmente infettive di origine umana.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

| REF | 89-13-006 | 89-13-007 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Intervallo di pressione | 2 - 10 cmH ₂ O | 5 - 20 cmH ₂ O |

Conversione delle unità di misura di pressione: 1 hPa = 1,01973 cmH₂O = 0,75006 mmHg**LT Naudojimo instrukcija****NAUDOUJIMO PASKIRTIS**

PEEP vytūzmas skirtas teigiamam slėgiui iškepimo pabaigje sukurti.

Klinikinė patikritimų rezultatas: gerasinis aprūpinimas deguminu.

Tinkline pacientų grupė: jokiu apibūdintu.

Naudojimo vieta: klinika arba iškankinės institucijos

INDIKACIJOS

- Galiai užkrūsti kaičių alveolių kolapsą ir taip apsaugoti nuo ateletakės.

Kitos indikacijos nėra žinomos.

KONTRAINDIKACIJOS

Nėra žinomų.

SAUGOS NUORODOS

- Prieš naudojant gaminių reikia atidėti priekaištį naudojimo instrukciją, tais laikyti ir ją saugoti, kad būtų galima pasikilti vieliau.

Gaminis gali naudoti tik medicininį išsilavinimą turintys darbuotojai.

Naudojant yra naudotis priekaištį gamintojui ir ES Šalių narės, kurioje givena naujotarpis ir (arba) pacientas, atsižiūlydamas į visus su gaminiu susijusius rizikus (jeigu incidentas yra ES, reikia pranešti atsakingai Šalių institucijai).

Prieš naudodami reikia išvadoti vėl.

Siekiant išvengti galimų užsilėpimo naudojimo metu, ant gaminiu nenaudotuose aliejuose, riebalu ar medžiagomis, kurios gali sukelti išvengimą.

Gaminis gali naudoti pakartotinai, jei negalima naudoti dar kartą ar (arba) apdoroti.

Gaminis gali naudoti pakartotinai, jei negalima naudoti pakartotinai, kyla infekcijos pavojus.

Naudotuose yra originalus VBM dailys. Jeigu naudojamas kitų gamintojų dailys, medicinos priemones veikimą tali galvoti neigiamai. Gamintojus už tai neatšaukti.

Gaminis nėra saugus.

Pasibaigus galiojimo terminu, gaminiu naudoti netebigalima.

VIZUALINĖ IR FUNKCIJE PATIKRA

Patikrinikite, ar gaminius reikia naudoti atslavinusius duomenis.

Jei yra, atslavinusius dualis paaiškinite.

Teisingas veikimas patikrinikite naudodami manometrą. Reikia patikrinti šias reikšmes:

| REF | 89-13-006 | 89-13-007 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 5 cmH ₂ O | 10 cmH ₂ O | |
| 10 cmH ₂ O | 20 cmH ₂ O | |

Laidumas/temperatūra galimai prijungti manometrą ir stebeti, kaip tiksliai reguliuojamas PEEP vytūzmas.

Pri ventiliatorius galimai prijungti manometrą ir stebeti, kaip tiksliai reguliuojamas PEEP vytūzmas.

Gaminio naudotuose laikas – 5 metu nuo pagamino.

NAUDOUJIMO TRUKMĘ

Gaminio naudotuose laikas – 5 metu nuo pagamino.

Vytūzmas skirtas teigiamam išslavinimui.

Vytūzmas skirtas teigiamam išslavinimui.