























General Symbol Description








Product-related symbol on the label






MD	DE - Medizinprodukt EN - Medical Device BG - Медицинско изделие CS - Zdravotnický prostředek DA - Medicinsk udstyr EL - Ιατροτεχνολογικό προϊόν ES - Producto sanitario ET - Meditsiiniseade FI - Lääkinnällinen laite	FR - Dispositif médical HR - Medicinski proizvod HU - Orvostechnikai eszköz IT - Dispositivo medico LT - Medicinos priemonė LV - Mediciniska ierīce NL - Medisch hulpmiddel NO - Medisinsk utstyr PL - Wyrób medyczny	PT - Dispositivo médico RO - Dispozitiv medical RU - Медицинское изделие SK - Zdravotnícka pomôcka SL - Medicinski pripomoček SV - Medicinteknisk produkt TR - Tibbi cihaz
	DE - Hersteller EN - Manufacturer BG - Производител CS - Výrobce DA - Producent EL - Κατασκευαστής ES - Fabricante ET - Tootja FI - Valmistaja	FR - Fabricant HR - Proizvođač HU - Gyártó IT - Fabbricante LT - Gamintojas LV - Ražotājs NL - Fabrikant NO - Produsent PL - Producent	PT - Fabricante RO - Producător RU - Производитель SK - Výrobca SL - Proizvajalec SV - Tillverkare TR - Üretici
	DE - Händler EN - Distributor BG - Дистрибутор CS - Distributor DA - Distributør EL - Διανομέας ES - Distribuidor ET - Edasimüüja FI - Jälleenmyyjä	FR - Distributeur HR - Distributer HU - Forgalmazó IT - Distributore LT - Platintojas LV - Izplatītājs NL - Distributeur NO - Distributør PL - Dystrybutor	PT - Distribuidor RO - Distribuitor RU - Дистрибьютор SK - Distribútor SL - Distributer SV - Distributör TR - Distribütör
	DE - Herstellungsdatum EN - Date of manufacture BG - Дата на производство CS - Datum výroby DA - Fremstillingsdato EL - Ημερομηνία κατασκευής ES - Fecha de fabricación ET - Tootmise kuupäev FI - Valmistuspäivä	FR - Date de fabrication HR - Datum proizvodnje HU - Gyártási időpont IT - Data di fabbricazione LT - Pagaminimo data LV - Izgatavošanas datums NL - Productiedatum NO - Produksjonsdato PL - Data produkcji	PT - Data de fabrico RO - Data fabricației RU - Дата изготовления SK - Dátum výroby SL - Datum izdelave SV - Tillverkningsdatum TR - Üretim tarihi
	DE - Verwendbar bis EN - Use-by date BG - Да се използва преди CS - Datum expirace DA - Kan anvendes indtil EL - Ημερομηνία λήξης ES - Fecha de caducidad ET - Kõlblik kuni FI - Viimeinen käyttöpäivämäärä	FR - À utiliser jusqu'au HR - Uporabiti do HU - Lejárati dátum IT - Data di scadenza LT - Naudoti iki LV - Izlietot līdz NL - Te gebruiken tot NO - Utløpsdato PL - Data ważności	PT - Válido até RO - A se utiliza până la RU - Использовать до SK - Použiteľné do SL - Rok uporabnosti SV - Utgångsdatum TR - Son kullanma tarihi
REF	DE - Artikelnummer EN - Catalogue number BG - Каталоген номер CS - Číslo výrobku DA - Artikelnummer EL - Αριθμός προϊόντος ES - Número de artículo ET - Artikli number FI - Tuotenumero	FR - Numéro d'article HR - Broj artikla HU - Cikkszám IT - Numero articolo LT - Gaminio numeris LV - Artikula numurs NL - Artikelnummer NO - Artikkelnnummer PL - Numer artykułu	PT - N.º do artigo RO - Număr articol RU - Каталогный номер SK - Číslo výrobku SL - Številka izdelka SV - Artikelnummer TR - Ürün numarası
LOT	DE - Charge EN - Batch code BG - Партиден код CS - Číslo šarže DA - Batchkode EL - Κωδικός παρτίδας ES - Código de lote ET - Partii kood FI - Erätunnus	FR - Numéro de lot HR - Kod serije HU - Tételszám IT - Numero di lotto LT - Partijos numeris LV - Partijas kods NL - Batchcode NO - Batchnummer PL - Kod partii	PT - Código do lote RO - Cod lot RU - Код партии SK - Kód šarže SL - Koda serije SV - Batchkod TR - Parti kodu
SN	DE - Seriennummer EN - Serial number BG - Сериен номер CS - Sériové číslo DA - Serienummer EL - Σειριακός αριθμός ES - Número de serie ET - Seerianumber FI - Sarjanumero	FR - Numéro de série HR - Serijski broj HU - Sorozatszám IT - Numero di serie LT - Serijos numeris LV - Sērijas numurs NL - Serienummer NO - Serienummer PL - Numer serjny	PT - N.º de série RO - Număr de serie RU - Серийный номер SK - Sériové číslo SL - Serijska številka SV - Serienummer TR - Seri numarası

#	DE - Größe EN - Size BG - Размер CS - Velikost DA - Størrelse EL - Μέγεθος ES - Estatura ET - Suurus FI - Koko	FR - Taille HR - Veličina HU - Méret IT - Misura LT - Dydis LV - Lielums NL - Afmeting NO - Størrelse PL - Rozmiar	PT - Estatura RO - Mărime RU - Размер SK - Veľkosť SL - Višina SV - Storlek TR - Boy
#	DE - Modellnummer EN - Model number BG - Номер на модел CS - Číslo modelu DA - Modelnummer EL - Αριθμός μοντέλου ES - Número de modelo ET - Mudeli number FI - Mallinnumero	FR - Numéro de modèle HR - Broj modela HU - Modellszám IT - Numero modello LT - Modelio numeris LV - Modeļa numurs NL - Modelnummer NO - Modellnummer PL - Numer modelu	PT - Número do modelo RO - Număr model RU - Номер модели SK - Číslo modelu SL - Številka modela SV - Modellnummer TR - Model numarası
	DE - Patientengewicht EN - Patient weight BG - Тегло на пациента CS - Hmotnost pacienta DA - Patientens vægt EL - Βάρος ασθενούς ES - Peso del paciente ET - Patsiendi kaal FI - Potilaan paino	FR - Poids du patient HR - Težina pacijenta HU - Beteg súlya IT - Peso del paziente LT - Paciento svoris LV - Pacienta svars NL - Gewicht patiënt NO - Pasientens vekt PL - Waga pacjenta	PT - Peso do paciente RO - Greutate pacient RU - Вес пациента SK - Telesná hmotnosť pacienta SL - Telesna masa SV - Patientens vikt TR - Hastanın Kilosu
	DE - Patientengröße EN - Patient height BG - Ръст на пациента CS - Výška pacienta DA - Patientens størrelse EL - Μέγεθος ασθενούς ES - Eestatura del paciente ET - Patsiendi suurus FI - Potilaan pituus	FR - Taille du patient HR - Visina pacijenta HU - Beteg mérete IT - Statura del paziente LT - Paciento ūgis LV - Pacienta augums NL - Lengte patiënt NO - Pasientens høyde PL - Wzrost pacjenta	PT - Estatura do paciente RO - Înălțime pacient RU - Рост пациента SK - Výška pacienta SL - Višina bolnika SV - Patientens längd TR - Hastanın Boyu
	DE - Einzelner Patient - mehrfach anwendbar EN - Single Patient - multiple use BG - Един пациент - многократна употреба CS - Jeden pacient - vícenásobné použití DA - Enkelt patient - flergangsbrug EL - Πολλαπλή χρήση - σε έναν μόνο ασθενή ES - Un solo paciente - uso múltiple ET - Ühel patsiendil korduvalt kasutatav FI - Potilaskohtainen - voidaan käyttää useita kertoja	FR - Un seul patient - à usage multiple HR - Jedan pacijent - višestruka uporaba HU - Egyetlen beteg esetében többször újrahasználató IT - Singolo paziente - uso multiplo LT - Vienas pacientas - daugkartinis naudojimas LV - Viens patients - vairākkārtēja lietošana NL - Eén patiënt - meervoudig gebruik NO - Kun til bruk på én pasient - flergangsbruk PL - Wielokrotne użycie u jednego pacjenta	PT - Paciente único - várias utilizações RO - Un singur pacient - utilizare multiplă RU - Многократное использование для одного пациента SK - Jeden pacient - viacnásobné použitie SL - En bolnik - večkratna uporaba SV - En patient - flera användningar TR - Tek hasta - çoklu kullanım
	DE - Gebrauchsanweisung beachten EN - Consult instructions for use BG - Направете справка с инструкциите за употреба CS - Řiďte se návodem k použití DA - Overhold brugsanvisningen EL - Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης ES - Véanse las instrucciones de uso ET - Järgige kasutamishuht FI - Noudata käyttöohjeita	FR - Respecter le manuel d'utilisation HR - Slijediti upute za uporabu HU - Kövesse a használati utasítást IT - Rispettare le istruzioni per l'uso LT - Laikykities naudojimo instrukcijos LV - Ievērot lietošanas instrukciju NL - Gebruiksaanwijzing opvolgen NO - Følg bruksanvisningen PL - Przestrzegać instrukcji użycia	PT - Cumpra as instruções de utilização RO - Respectați instrucțiunile de utilizare RU - Соблюдать инструкцию по применению SK - Prečítajte si návod na použitie SL - Upošteвайте navodila za uporabo SV - Läs bruksanvisningen TR - Kullanım kılavuzunu dikkate alın
	DE - Achtung EN - Caution BG - Внимание CS - Pozor DA - OBS EL - Προσοχή ES - Atención ET - Tähelepanu FI - Huomautus	FR - Attention HR - Oprez HU - Figyelem IT - Attenzione LT - Dėmesio LV - Uzmanību NL - Let op NO - OBS PL - Uwaga	PT - Atenção RO - Atenție RU - Внимание SK - Upozornenie SL - Pozor SV - Observera TR - Dikkat
STERILE EO	DE - Sterilisiert mit Ethylenoxid EN - Sterilized using ethylene oxide BG - Стерилизирано с этиленов оксид CS - Sterilizováno ethylenoxidem DA - Steriliseret med ethylenoxid EL - Αποστειρωμένο με οξείδιο του αιθυλενίου ES - Esterilizado por óxido de etileno ET - Steriliseeritud etüleenoksiidiga FI - Steriloitu etyleenioksidilla	FR - Stérilisé à l'oxyde d'éthylène HR - Sterilizirano etilen oksidom HU - Sterilizálva ethylen-dioxiddal IT - Sterilizzato con ossido di etilene LT - Sterilizuotas etileno oksidu LV - Sterilizēts ar etilēnoksidu NL - Gesteriliseerd met ethyleenoxide NO - Sterilisert med etylenoksid PL - Wsterylizowano tlenkiem etylenu	PT - Esterilizado com óxido de etileno RO - Sterilizat cu oxid de etilenă RU - Стерилизовано этиленоксидом SK - Sterilizované etylénoxidom SL - Sterilizirano z etilenoksidom SV - Steriliserad med etylenoxid TR - Etilen oksit ile sterilize edilmiştir

	DE - Nicht erneut sterilisieren EN - Do not resterilize BG - Да не се стерилизира повторно CS - Neprovádět opětovnou sterilizaci DA - Må ikke reesteriliseres EL - Μην επαναποστεριώνετε ES - No reesterilizar ET - Ärge reesteriliseerige FI - Ei saa steriloida uudelleen	FR - Ne pas restériliser HR - Ne sterilizirati ponovno HU - Újrasterilizálása tilos IT - Non risterilizzare LT - Nesterilizuoti iš naujo LV - Nesterilizēt atkārtoti NL - Niet opnieuw steriliseren NO - Skal ikke steriliseres på nytt PL - Nie sterylizować ponownie	PT - Não reesterilizar RO - A nu se reesteriliza RU - Не стерилизовать повторно SK - Nesterilizujte opakovane SL - Ne sterilizirajte ponovno SV - Omsterilisera inte TR - Tekrar sterilize etmeyin
	DE - Nicht steril EN - Non-sterile BG - Нестерилно CS - Nesterilní DA - Ikke steril EL - Μη αποστειρωμένο ES - No estéril ET - Ei ole steriilne FI - Ei steriili	FR - Non stérile HR - Nesterilno HU - Nem steril IT - Non sterile LT - Nesterilus LV - Nesterils NL - Niet-steriel NO - Ikke steril PL - Niesterylno	PT - Não-estéril RO - Nesteril RU - Нестерильно SK - Nesterilné SL - Ni sterilno SV - Osteril TR - Steril değil
	DE - Einfaches Sterilbarrieresystem EN - Single sterile barrier system BG - Единична стерилна бариерна система CS - Jednoduchý systém sterilní bariéry DA - System med enkelt steril barriere EL - Σύστημα μονού στείρου φραγμού ES - Sistema de barrera estéril única ET - Ühekordne steriilne kaitsemeetod FI - Yksinkertainen steriili estejärjestelmä	FR - Système de barrière stérile unique HR - Sustav jednostruke sterilne barijere HU - Egyszeres steril határolórendszer IT - Sistema di barriera sterile singola LT - Vieno steriliaus barjero sistema LV - Sistēma ar vienu sterilo barjeru NL - Toepassing van een enkelvoudige steriele barrière NO - Enkelt sterilt barrieresystem PL - System pojedynczej bariery sterylnej	PT - Sistema de barreira única estéril RO - Sistem cu barieră sterilă unică RU - Одинарная стерильная барьерная система SK - Systém s jednou sterilnou bariérou SL - Sistem enojne sterilne pregrade SV - System med enkel sterilbarriär TR - Tekli steril bariyer sistemi
	DE - Doppeltes Sterilbarrieresystem EN - Double sterile barrier system BG - Двойна стерилна бариерна система CS - Dvojitý systém sterilní bariéry DA - System med dobbelt steril barriere EL - Σύστημα διπλού στείρου φραγμού ES - Sistema de barrera estéril doble ET - Kahekordne steriilne kaitsemeetod FI - Kaksinkertainen steriili estejärjestelmä	FR - Système de barrière stérile double HR - Sustav dvostruke sterilne barijere HU - Dupla steril határolórendszer IT - Sistema di barriera sterile doppia LT - Dvigubo steriliaus barjero sistema LV - Sistēma ar dubultu sterilo barjeru NL - Toepassing van een dubbele steriele barrière NO - Dobbelt sterilt barrieresystem PL - System podwójnej bariery sterylnej	PT - Sistema de barreira dupla estéril RO - Sistem cu barieră sterilă dublă RU - Двойная стерильная барьерная система SK - Systém s dvojitou sterilnou bariérou SL - Sistem dvojne sterilne pregrade SV - System med dubbel sterilbarriär TR - Çift steril bariyer sistemi
	DE - Einfaches Sterilbarrieresystem mit Schutzverpackung innen EN - Single sterile barrier system with protective packaging inside BG - Единична стерилна бариерна система с вътрешна защитна опаковка CS - Jednoduchý systém sterilní bariéry s ochranným balením uvnitř DA - System med enkelt steril barriere med indvendig beskyttelseemballage EL - Σύστημα μονού στείρου φραγμού με προστατευτική εσωτερική συσκευασία ES - Sistema de barrera estéril única con embalaje protector interior ET - Ühekordne steriilne kaitsemeetod seesmise kaitsepakendiga FI - Yksinkertainen steriili estejärjestelmä ja sisäpuolinen suojaus	FR - Système de barrière stérile simple avec emballage de protection interne HR - Sustav jednostruke sterilne barijere sa zaštitnim pakiranjem iznutra HU - Egyszeres steril határolórendszer belső védőcsomagolással IT - Sistema di barriera sterile singola con confezione protettiva interna LT - Vieno steriliaus barjero sistema su vidine apsauginė pakuote LV - Sistēma ar vienu sterilo barjeru un aizsargiepakojumu iekšpusē NL - Toepassing van een enkelvoudige steriele barrière rondom een beschermende verpakking NO - Enkelt sterilt barrieresystem med beskyttende emballasje inni PL - System pojedynczej bariery sterylnej z wewnętrznym opakowaniem ochronnym	PT - Sistema de barreira única estéril com embalagem de proteção interna RO - Sistem cu barieră sterilă unică cu ambalaj de protecție interior RU - Одинарная стерильная барьерная система с защитной упаковкой внутри SK - Systém s jednou sterilnou bariérou s ochranným obalom vnútri SL - Sistem enojne sterilne pregrade z notranjo zaščitno ovojnino SV - System med enkel sterilbarriär och skyddsförpackning inuti TR - İçerisinde koruyucu ambalaj bulunan tekli steril bariyer sistemi
	DE - Einfaches Sterilbarrieresystem mit Schutzverpackung außen EN - Single sterile barrier system with protective packaging outside BG - Единична стерилна бариерна система с външна защитна опаковка CS - Jednoduchý systém sterilní bariéry s ochranným balením vně DA - System med enkelt steril barriere med udvendig beskyttelseemballage EL - Σύστημα μονού στείρου φραγμού με προστατευτική εξωτερική συσκευασία ES - Sistema de barrera estéril única con embalaje protector exterior ET - Ühekordne steriilne kaitsemeetod välise kaitsepakendiga FI - Yksinkertainen steriili estejärjestelmä ja ulkopuolinen suojaus	FR - Système de barrière stérile simple avec emballage de protection externe HR - Sustav jednostruke sterilne barijere sa zaštitnim pakiranjem izvana HU - Egyszeres steril határolórendszer külső védőcsomagolással IT - Sistema di barriera sterile singola con confezione protettiva esterna LT - Vieno steriliaus barjero sistema su išorine apsauginė pakuote LV - Sistēma ar vienu sterilo barjeru un aizsargiepakojumu ārpusē NL - Toepassing van een enkelvoudige steriele barrière binnen een beschermende verpakking NO - Enkelt sterilt barrieresystem med beskyttende emballasje utenpå PL - System pojedynczej bariery sterylnej z zewnętrznym opakowaniem ochronnym	PT - Sistema de barreira única estéril com embalagem de proteção externa RO - Sistem cu barieră sterilă unică cu ambalaj de protecție exterior RU - Одинарная стерильная барьерная система с защитной упаковкой снаружи SK - Systém s jednou sterilnou bariérou s ochranným obalom vonku SL - Sistem enojne sterilne pregrade z zunanjo zaščitno ovojnino SV - System med enkel sterilbarriär och skyddsförpackning utanpå TR - Dışında koruyucu ambalaj bulunan tekli steril bariyer sistemi

<p>clean packed</p>	<p>DE - Unsteriles Produkt, verpackt im Reinraum. EN - Non-sterile product, packaged in clean-room. BG - Нестерилен продукт, опакован в чиста стая. CS - Nesterilní výrobek balený v čistém prostoru. DA - Usterilt produkt, pakket i renrum. EL - Μη αποστειρωμένο προϊόν, συσκευασμένο σε συνθήκες καθαρού χώρου. ES - Producto no estéril, envasado en entorno limpio. ET - Mittesteriilne toode, pakitud puhtas ruumis. FI - Epästeriili tuote, pakattu puhdistilassa.</p>	<p>FR - Produit non stérile, emballé en salle blanche. HR - Nesterilan proizvod, zapakiran u čistoj sobi. HU - Nem steril termék, tisztá helyiségben csomagolták. IT - Prodotto non sterile, confezionato in ambiente controllato. LT - Nesterilus gaminy, supakuotas švariojoje patalpoje. LV - Nesterils izstrādājums, kas iesaiņots tīrā iepakojumā. NL - Niet-steriel product, verpakt in cleanroom. NO - Usterilt produkt, pakket i renrom. PL - Produkt niesterylny, pakowany w pomieszczeniu czystym.</p>	<p>PT - Produto não-estéril, embalado em sala limpa. RO - Produs nesteril, ambalat în cameră cu atmosferă controlată. RU - Нестерильное изделие, упаковано в чистом помещении. SK - Nesterilný produkt, zabalený v čistej miestnosti. SL - Nesterilen izdelek, pakiran v čistem prostoru. SV - Osteril produkt, förpackad i renrum. TR - Steril olmayan ürün, temiz odada ambalajlanmıştır.</p>
	<p>DE - Nicht wiederverwenden EN - Do not re-use BG - Да не се използва повторно CS - Nepoužívejte opakovaně DA - Må ikke genbruges EL - Μην επαναχρησιμοποιείτε ES - No reutilizar ET - Ärge taaskasutage FI - Ei saa käyttää uudelleen</p>	<p>FR - Ne pas réutiliser HR - Nije za višekratnu uporabu HU - Tilos újra felhasználni IT - Non riutilizzare LT - Nenaudokite pakartotiniai LV - Vienreizējai lietošanai NL - Niet opnieuw gebruiken NO - Må ikke gjenbrukes PL - Nie używać ponownie</p>	<p>PT - Não reutilizar RO - A nu se reutiliza RU - Не использовать повторно SK - Nepoužívať opakovane SL - Ni za ponovno uporabo SV - Får ej återanvändas TR - Tekrar kullanmayın</p>
	<p>DE - Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. EN - Do not use if package is damaged. BG - Да не се използва при повредена опаковка. CS - Nepoužívejte, je-li obal poškozený. DA - Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget. EL - Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά. ES - No utilizar si el envase está dañado. ET - Kahjustatud pakendi korral ärge kasutage. FI - Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut</p>	<p>FR - Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. HR - Ne rabiti ako je ambalaža oštećena. HU - Amennyiben a csomagolás sérült, ne használja. IT - Non utilizzare se la confezione è danneggiata. LT - Nenaudokite, jei pažeista pakuotė. LV - Nelietot, ja bojāts iepakojums. NL - Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is. NO - Skal ikke brukes hvis innpakningen er skadet. PL - Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.</p>	<p>PT - Não utilizar caso a embalagem esteja danificada. RO - Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat. RU - Не использовать при повреждённой упаковке. SK - Nepoužívať, ak je obal poškodený. SL - Ne uporabite, če je ovojnina poškodovana. SV - Får ej användas om förpackningen är skadad. TR - Ambalajı hasarlı olan ürünü kullanmayın.</p>
	<p>DE - Zerbrechlich, mit Sorgfalt handhaben EN - Fragile, handle with care BG - Чупливо, бъдете внимателни при боравене CS - Křehké, manipulujte opatrně DA - Skrøbelig, skal håndteres forsigtigt EL - Ευθραυστο, μεταχειριστείτε με προσοχή ES - Frágil, manejar con cuidado ET - Kergesti purunev, käsitselge hoolikalt FI - Särkyvä, käsitteltävä varoen</p>	<p>FR - Fragile, manipuler avec soin HR - Lomljivo, pažljivo rukovati HU - Törékeny, körültekintést igényel IT - Fragile, maneggiare con cura LT - Dūžus, naudokite atsargiai LV - Trausls, rīkoties piesardzīgi NL - Breekbaar, voorzichtig hanteren NO - Knuselig, håndteres forsiktig PL - Delikatne, obchodzić się ostrożnie</p>	<p>PT - Frágil, manusear com cuidado RO - Fragil, a se manipula cu atenție RU - Хрупкое, обращаться с осторожностью SK - Krehké, manipulovať s opatrnosťou SL - Lomljivo, ravnajte previdno SV - Ömtåligt, hanteras varsamt TR - Kırılabilir, dikkatli taşıyın</p>
	<p>DE - Oben EN - This way up BG - С тази страна нагоре CS - Touto stranou nahoru DA - Denne side opad EL - Προς τα πάνω ES - Arriba ET - Üleval FI - Täältä puoli ylös</p>	<p>FR - Haut HR - Gore HU - Fent IT - Alto LT - Viršus LV - Augšā NL - Deze kant boven NO - Oppe PL - Góra</p>	<p>PT - Este lado para cima RO - Sus RU - Верх SK - Hore SL - Zgoraj SV - Upp TR - Üst</p>
	<p>DE - Vor Sonnenlicht schützen EN - Keep away from sunlight BG - Да се пази от слънчева светлина CS - Chraňte před slunečním světlem DA - Skal beskyttes mod sollys EL - Διατηρείτε μακριά από το ηλιακό φως ES - Proteger de la luz solar ET - Kaitske päikesevalguse eest FI - Suojaa auringonvalolta</p>	<p>FR - Protéger de la lumière du soleil HR - Zaštiti od izravne sunčeve svjetlosti HU - Napról védve tárolandó IT - Conservare al riparo dalla luce solare LT - Saugoti nuo saulės spindulių LV - Sargāt no saules gaismas NL - Beschermen tegen zonlicht NO - Beskyttes mot sollys PL - Chronić przed promieniowaniem słonecznym</p>	<p>PT - Proteger da luz solar RO - A se feri de razele solare RU - Беречь от солнечного света SK - Chránite pred slnečným žiarením SL - Ne izpostavljajte sončni svetlobi SV - Skydda mot solljus TR - Güneş ışığından koruyun</p>
	<p>DE - Trocken aufbewahren EN - Keep dry BG - Да се съхранява на сухо място CS - Uchovávejte v suchu DA - Opbevares tørt EL - Φυλάσσετε σε στεγνό μέρος ES - Guardar en lugar seco ET - Säilitage kuivas FI - Säilytettävä kuivassa</p>	<p>FR - Conserver au sec HR - Čuvati na suhom HU - Szárazon tárolja IT - Conservare in luogo asciutto LT - Laikyti sausoje vietoje LV - Glabāt sausā vietā NL - Droog bewaren NO - Oppbevares tørt PL - Przechowywać w suchym miejscu</p>	<p>PT - Conserver em local seco RO - A se păstra uscat RU - Хранить в сухом месте SK - Uchovávať v suchu SL - Hranite na suhem SV - Förvaras torrt TR - Kuru depolayın</p>
	<p>DE - Unterer Temperaturgrenzwert EN - Lower limit of temperature BG - Долна граница на температурата CS - Dolní mez teploty DA - Nedre temperaturgrenseværdi EL - Κάτω όριο θερμοκρασίας ES - Valor límite inferior de temperatura ET - Temperatuuri alumine piirväärtus FI - Lämpötilan alaraja</p>	<p>FR - Limite inférieure de température HR - Donja granična vrijednost temperature HU - Alsó hőmérsékletlátár IT - Limite inferiore di temperatura LT - Žemiausia temperatūra LV - Apakšējā temperatūras robežvērtība NL - Onderste temperatuuergrenswaarde NO - Nedre temperaturgrenseverdi PL - Dolna granica temperatury</p>	<p>PT - Valor mínimo da temperatura RO - Limită inferioară de temperatură RU - Нижний предел температуры SK - Dolná teplotná hranica SL - Spodnja temperatura omejitve SV - Nedre gränsvärde för temperatur TR - Alt sıcaklık sınırı değeri</p>




	<p>DE - Oberer Temperaturgrenzwert EN - Upper limit of temperature BG - Горна граница на температурата CS - Horní mez teploty DA - Øvre temperaturgrænseværdi EL - Άνω όριο θερμοκρασίας ES - Valor límite superior de temperatura ET - Temperatuuri ülemine piirväärtus FI - Lämpötilan yläraja</p>	<p>FR - Limite supérieure de température HR - Gornja granična vrijednost temperature HU - Felső hőmérsékletthatár IT - Limite superiore di temperatura LT - Aukščiausia temperatūra LV - Augšējā temperatūras robežvērtība NL - Bovenste temperatuurgrenswaarde NO - Øvre temperaturgrenseverdi PL - Górna granica temperatury</p>	<p>PT - Valor máximo da temperatura RO - Limită superioară de temperatură RU - Верхний предел температуры SK - Horná teplotná hranica SL - Zgornja temperaturna omejitev SV - Övre gränsvärde för temperatur TR - Üst sıcaklık sınır değeri</p>
	<p>DE - Temperaturbegrenzung EN - Temperature limit BG - Температурно ограничение CS - Teplotní rozmezí DA - Temperaturbegrænsning EL - Περιορισμός θερμοκρασίας ES - Limitación de temperatura ET - Temperatuuri piirang FI - Lämpötilarajat</p>	<p>FR - Limites de température HR - Ograničenje temperature HU - Hőmérsékletre vonatkozó korlátozás IT - Limite di temperatura LT - Temperatūros ribos LV - Temperatūras ierobežojums NL - Temperatuurlimiet NO - Temperaturbegrensning PL - Ograniczenie temperatury</p>	<p>PT - Limite de temperatura RO - Limitare temperatură RU - Ограничение температуры SK - Teplotné obmedzenie SL - Temperatura omejitev SV - Temperatur, gränser TR - Sıcaklık limiti</p>
	<p>DE - Luftfeuchte, Begrenzung EN - Humidity limitation BG - Ограничение на влажността на въздуха CS - Vlhkost vzduchu, rozmezí DA - Luftfugtighed, begrænsning EL - Περιορισμός υγρασίας ES - Humedad del aire, limitación ET - Õhuniiskus, piirang FI - Ilmankosteus, rajat</p>	<p>FR - Humidité de l'air, limites HR - Vlažnost zraka, ograničenje HU - Levegő páratartalma, korlátozás IT - Umidità dell'aria, limite LT - Oro drėgnumas, ribos LV - Gaisa mitrums, ierobežojums NL - Luchtvochtigheid, limiet NO - Luftfuktighet, begrensnng PL - Wilgotność powietrza, ograniczenie</p>	<p>PT - Humidade do ar, limite RO - Umiditatea aerului, limitare RU - Влажность воздуха, ограничение SK - Vlhkosť vzduchu, obmedzenie SL - Zračna vlaga, omejitev SV - Luftfuktighet, gränser TR - Hava nemi, limit</p>
	<p>DE - Luftdruck, Begrenzung EN - Atmospheric pressure limitation BG - Ограничение на атмосферното налягане CS - Tlak vzduchu, rozmezí DA - Lufttryk, begrænsning EL - Περιορισμός ατμοσφαιρικής πίεσης ES - Presión del aire, limitación ET - Õhurõhk, piirang FI - Ilmanpaine, rajat</p>	<p>FR - Pression de l'air, limites HR - Tlak zraka, ograničenje HU - Légnyomás, korlátozás IT - Pressione atmosferica, limite LT - Atmosferos slėgis, ribos LV - Gaisa mitrums, ierobežojums NL - Luchtdruk, limiet NO - Lufttrykk, begrensnng PL - Ciśnienie powietrza, ograniczenie</p>	<p>PT - Pressão atmosférica, limite RO - Presiunea aerului, limitare RU - Давление воздуха, ограничение SK - Tlak vzduchu, obmedzenie SL - Zračni tlak, omejitev SV - Lufttryck, gränser TR - Hava basinci, limit</p>
	<p>DE - Enthält oder Anwesenheit von Naturkautschuklatex. EN - Contains or presence of natural rubber latex. BG - Съдържа или наличие на естествен каучуков латекс. CS - Obsahuje přírodní kaučuk nebo se vyrábí v jeho přítomnosti. DA - Indeholder eller tilstedeværelse af naturgummilætex. EL - Κατασκευάζεται ή περιέχει ίχνη από φυσικό ελαστικό λάτεξ. ES - Contiene o hay presencia de látex de caucho natural. ET - Sisaldab looduslikku latekskummi või selle jääke. FI - Tuote sisältää tai tuotteessa on luonnonkumilateksia.</p>	<p>FR - Contient du ou présence de latex de caoutchouc naturel. HR - Može sadržati lateks prirodnog kaučuka. HU - Természetes latexet tartalmaz. IT - Contiene o presenta tracce di lattice di gomma naturale. LT - Sudėtyje yra arba nėra natūraliojo kaučiuko lateksu. LV - Satur dabīgā kaučuka lateksu. NL - Bevat of aanwezigheid van natuurrubberlatex. NO - Inneholder eller forekomst av naturlateks. PL - Zawartość lub obecność lateksu z kauczuku naturalnego.</p>	<p>PT - Contém ou tem presença de látex de borracha natural. RO - Conține sau prezintă urme de latex de cauciuc natural. RU - Содержит или может содержать латекс натурального каучука. SK - Obsahuje alebo prítomnosť prírodného kaučukového latexu. SL - Vsebuje lateks iz naravnega kavčuka. SV - Innehåller eller kan innehålla naturgummilætex. TR - Doğal kauçuk lateks içerir veya mevcuttur.</p>
	<p>DE - Hergestellt ohne Verwendung von Naturkautschuklatex. EN - Manufactured without the use of natural rubber latex. BG - Произведено без употреба на естествен каучуков латекс. CS - Vyrobeno bez použití přírodního kaučuku. DA - Fremstillet uden brug af naturgummilætex. EL - Κατασκευάζεται χωρίς τη χρήση φυσικού ελαστικού λάτεξ. ES - Fabricado sin la utilización de látex de caucho natural. ET - Toodetud ilma looduslikku latekskummi kasutamata. FI - Valmistettu ilman luonnonkumilateksia.</p>	<p>FR - Fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel. HR - Proizvedeno bez primjene lateksa prirodnog kaučuka. HU - Természetes latex felhasználása nélkül készült. IT - Fabbriicato senza lattice di gomma naturale. LT - Pagaminta nenaudojant natūraliojo kaučiuko lateksu. LV - Izgatavots, neizmantojot dabīgā kaučuka lateksu. NL - Vervaardigd zonder gebruik van natuurrubberlatex. NO - Fremstilt uten bruk av naturlateks. PL - Produkt wyprodukowany bez użycia lateksu z kauczuku naturalnego.</p>	<p>PT - Fabricado sem recurso a látex de borracha natural. RO - Fabricat fără utilizarea de latex de cauciuc natural. RU - Изготовлено без использования натурального латекса. SK - Výroba bez použitia prírodného kaučukového latexu. SL - Izdelano brez uporabe lateksa iz naravnega kavčuka. SV - Tillverkad utan användning av naturgummilætex. TR - Doğal kauçuk lateks kullanılmadan üretilmiştir.</p>
	<p>DE - MRT tauglich EN - MRI suitable BG - Годно за МРТ CS - Použití při MRI vhodné DA - MR-kompatibel EL - Κατάλληλο για απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI) ES - RM compatible ET - MRT jaoks kõlblik FI - MK-turvallinen</p>	<p>FR - Compatibilité IRM HR - Prikladno za MRT HU - MR-vizsgálat alatt használható IT - Idoneo per RM LT - Suderinamas su MRT LV - Piemērots magnētiskai rezonansei NL - MRI geschikt NO - MR-kompatibel PL - Kompatybilność z MRI</p>	<p>PT - Apto para utilização em RM RO - Compatibil RMN RU - Пригодно для МРТ SK - Vhodné pre MRT SL - Primerno za MRI SV - MR-säker TR - MRT için uygundur</p>









	<p>DE - MRT bedingt tauglich EN - MRI limited suitability BG - Годно за МРТ при определени условия CS - Podmíněně kompatibilní s MR DA - Betinget MR-kompatibel EL - Κατάλληλο για απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI) υπό προϋποθέσεις ES - RM condicionalmente compatible ET - MRT jaoks tinglikult kõlblik FI - Ehdollisesti MK-turvallinen</p>	<p>FR - Compatibilité IRM conditionnelle HR - Uvjetno prikladno za MRT HU - MR-vizsgálat alatt csak feltételekkel használható IT - Idoneo per RM con limitazioni LT - Sąlygiškai suderinamas su MRT LV - Piemērots magnētiskai rezonansei ar nosacījumu NL - MRI voorwaardelijk geschikt NO - Betinget MR-kompatibel PL - Warunkowa kompatybilność z MRI</p>	<p>PT - Apto para utilização condicionada em RM RO - Compatibil RMN în anumite condiții RU - Условно пригоден для МРТ SK - Podmienečne vhodné pre MRT SL - Pogojno primerno za MRI SV - MR-villkorlig TR - MRT için şartlı uygundur</p>
	<p>DE - MRT untauglich EN - MRI not suitable BG - Негодно за МРТ CS - Nekompatibilní s MR DA - MR-inkompatibel EL - Ακατάλληλο για απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI) ES - RM no compatible ET - MRT jaoks mitte kõlblik FI - MK-vaarallinen</p>	<p>FR - Incompatibilité IRM HR - Nije prikladno za MRT HU - MR-vizsgálat alatt nem alkalmazható IT - Non idoneo per RM LT - Nesuderinamas su MRT LV - Nav piemērots magnētiskai rezonansei NL - MRI ongeschikt NO - Ikke MR-kompatibel PL - Brak kompatybilności z MRI</p>	<p>PT - Não apto para utilização em RM RO - Incompatibil RMN RU - Не пригоден для МРТ SK - Nevhodné pre MRT SL - Ni primerno za MRI SV - MR-farlig TR - MRT için uygun değildir</p>
	<p>DE - Vorsicht: Der Verkauf oder die Verschreibung dieses Produktes durch einen Arzt unterliegt den Beschränkungen von Bundesgesetzen. Gilt nur für USA und Kanada. EN - Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician. For USA and Canada only. BG - Внимание: Продажбата или предписването на това изделие от лекар подлежи на ограничения от федерални закони. Важи само за САЩ и Канада. CS - Pozor: Prodej nebo předpis tohoto výrobku lékařem podléhá omezením definovaným ve spolkových zákonech. Platí pouze pro USA a Kanadu. DA - Forsigtig: Salg eller ordinerings af dette produkt af en læge er underlagt begrænsninger i den føderale lovgivning. Gælder kun for USA og Canada. EL - Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. Ισχύει μόνο για ΗΠΑ και Καναδά. ES - Atención: La venta o la prescripción de este producto por un médico están sujetas a las restricciones de las leyes federales alemanas. Solo para EE. UU. y Canadá. ET - Ettevaatust: käesoleva toote müük või arsti poolt väljakirjutamine on allutatud föderaalsete piirangutele. Kehtib ainult USA ja Kanada kohta. FI - Huomio: Tämän tuotteen myynti ja käyttö lääkäriin määräyksestä on liittovaltion lakien alaista. Koskee vain Yhdysvaltoja ja Kanadaa.</p>	<p>FR - Attention : la vente ou la prescription de ce produit par un médecin est soumise aux restrictions de la loi fédérale. S'applique uniquement aux États-Unis et au Canada. HR - Pozor: Američkim savezним zakonom prodaja ovog proizvoda dopuštena je samo liječnicima ili na liječnički recept. Vrijedi samo za SAD i Kanadu. HU - Figyelem: Ezen termék eladásá vagy az orvos által felírása a szövetségi törvények szabályozásai alá esik. Csak az USA-ra és Kanadára alkalmazandó. IT - Attenzione: la vendita o la prescrizione di questo prodotto da parte di un medico sono soggette alle limitazioni delle leggi federali. Valido solo per gli Stati Uniti e il Canada. LT - Atsargiai: federaliniuose įstatymuose numatyti tam tikri apribojimai, taikomi gydytojams išrašant šį gaminį ir jį parduodant. Taikoma tik JAV ir Kanada. LV - Piesardzīgi: uz šā izstrādājuma pārdošanu vai izrakstīšanu, ko veic ārsts, attiecas federālie tiesību akti. Tikai ASV un Kanādā. NL - Let op: op de verkoop of het voorschrijven van dit product door een arts zijn de beperkingen van (Duitse) nationale wetten van toepassing. Geldt alleen voor de VS en Canada. NO - Forsiktig: Kjøp eller forskrivning av dette produktet av en lege er underlagt begrensningene i tysk lovgivning. Gjelder bare for USA og Canada. PL - Ostrożnie: Prawo federalne dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie. Dotyczy tylko USA i Kanady.</p>	<p>PT - Cuidado: a compra ou a prescrição deste produto por um médico está sujeita a restrições da legislação federal. Apenas válido para os EUA e o Canadá. RO - Precauție: Vânzarea sau prescrierea acestui produs poate fi efectuată doar de către un medic, conform restricțiilor impuse de legislația federală. Valabil doar pentru SUA și Canada. RU - Внимание: продажа или назначение данного изделия врачом ограничивается федеральным законодательством. Относится только к США и Канаде. SK - Upozornenie: Predaj alebo predpisovanie produktu lekárom je predmetom obmedzení federálnych zákonov. Platí len pre USA a Kanadu. SL - Pozor: V skladu z zveznimi zakoni smejo ta izdelke prodajati in predpisovati samo zdravniki. Velja samo za ZDA in Kanado. SV - Försiktighet: I enlighet med federal lagstiftning får denna produkt endast säljas eller förskrivas av läkare. Gäller enbart USA och Kanada. TR - Dikkat: Bu ürünün satışı ya da bir hekim tarafından reçeteye yazılması federal yasaların öngördüğü kısıtlamalara tabidir. Sadece ABD ve Kanada için geçerlidir.</p>
	<p>DE - UKCA-Kennzeichnung EN - UKCA marking BG - UKCA маркировка CS - Označení UKCA DA - UKCA-mærkning EL - Σήμανση UKCA ES - Marca UKCA ET - UKCA-märgis FI - UKCA-merkintä</p>	<p>FR - Marquage UKCA HR - Oznaka UKCA HU - UKCA-jelölés IT - Marchio UKCA LT - UKCA ženkinimas LV - UKCA marķējums NL - UKCA-markering NO - UKCA-merking PL - Oznakowanie UKCA</p>	<p>PT - Marcação UKCA RO - Marcaj UKCA RU - Маркировка UKCA SK - Označenie UKCA SL - Oznaka UKCA SV - UKCA-märkning TR - UKCA işareti</p>
	<p>DE - CE-Kennzeichnung EN - CE marking BG - CE маркировка CS - Označení CE DA - CE-mærkning EL - Σήμανση CE ES - Marca CE ET - CE-märgis FI - CE-merkintä</p>	<p>FR - Marquage CE HR - Oznaka CE HU - CE-jelölés IT - Marchio CE LT - CE ženkinimas LV - CE marķējums NL - CE-markering NO - CE-merking PL - Oznakowanie CE</p>	<p>PT - Marcação CE RO - Marcaj CE RU - Маркировка CE SK - Označenie CE SL - Oznaka CE SV - CE-märkning TR - CE işareti</p>









CE 0123	DE - CE-Kennzeichnung mit Identifikationsnummer der benannten Stelle.	FR - Marquage CE avec numéro d'identification de l'organisme notifié.	PT - Marcação CE com número de identificação do organismo notificado.
	EN - CE marking with identification number of the notified body.	HR - Oznaka CE s identifikacijskim brojem imenovane tijela.	RO - Marcaj CE cu număr de identificare al organismului notificat.
	BG - CE маркировка с идентификационен номер на нотифицирания орган.	HU - CE-jelölés a megnevezett helyen azonosítószámmal.	RU - Маркировка CE с идентификационным номером нотифицированного органа.
	CS - Označení CE s identifikačním číslem oznámeného subjektu.	IT - Marchio CE con numero di identificazione dell'ente certificatore.	SK - Označenie CE s identifikačným číslom menovaného pracoviska.
	DA - CE-mærkning med identifikationsnummer for det bemyndigede organ.	LT - CE ženklīnimas su notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu.	SL - Oznaka CE z identifikacijsko številko priglašenega organa.
	EL - Σήμανση CE με τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού.	LV - CE marķējums ar nosauktās vietas identifikācijas numuru.	SV - CE-märkning med identifikationsnummer för anmält organ.
	ES - Marca CE con número de identificación del lugar denominado.	NL - CE-markering met identificatienummer van de aangemelde instantie.	TR - CE işareti ve onaylanmış kurumun kimlik numarası.
	ET - CE-märgis koos teavitatud asutuse identifitseerimisnumbriga.	NO - CE-merking med kontrollorganets identifikasjonsnummer.	
	FI - CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.	PL - Oznakowanie CE z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej.	








Symbols for Electrical Equipment




Product-related symbol on the label

	<p>DE - Type EN - Type BG - Тип CS - Typ DA - Type EL - Τύπος ES - Tipo ET - Tüüp FI - Tyyppi</p>	<p>FR - Type HR - Tip HU - Típus IT - Tipo LT - Tipas LV - Tipi NL - Type NO - Type PL - Typ</p>	<p>PT - Tipo RO - Tip RU - Тип SK - Typ SL - Vrsta SV - Typ TR - Tip</p>
	<p>DE - Gebrauchsanweisung befolgen EN - Follow instruction for use BG - Направете справка в инструкциите за употреба CS - Čtěte návod k použití DA - Følg brugsanvisningen EL - Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης ES - Tener en cuenta las instrucciones de uso ET - Järgida kasutamishuht FI - Noudata käyttöohjetta</p>	<p>FR - Suivre le manuel d'utilisation HR - Slijediti upute za uporabu HU - Kövesse a használati utasítást IT - Seguire le istruzioni per l'uso LT - Laikytis naudojimo instrukcijos LV - Ievērojiet lietošanas instrukciju NL - Gebruiksaanwijzing opvolgen NO - Følg bruksanvisningen PL - Przestrzegać instrukcji obsługi</p>	<p>PT - Cumpra as instruções de utilização RO - Respectați instrucțiunile de utilizare RU - Соблюдать инструкцию по применению SK - Postupujte podľa návodu na používanie SL - Upoštevajte navodila za uporabo SV - Följ bruksanvisningen TR - Kullanma talimatlarını izleyin</p>
	<p>DE - Allgemeines Warnzeichen EN - General warning sign BG - Общ предупредителен знак CS - Obecná varovná DA - Generelle advarsler EL - Γενικό προειδοποιητικό σήμα ES - Símbolos generales de advertencia ET - Üldine hoiatusmärk FI - Yleinen varoituserkki</p>	<p>FR - Signal d'avertissement général HR - Opći znak upozorenja HU - Általános figyelmeztetés IT - Segnale generale di attenzione LT - Bendro pobūdzio įspėjamas ženklas LV - Vispārīga brīdinājuma zīme NL - Algemeen waarschuwingssymbool NO - Generell advarsel PL - Ogólny znak ostrzegawczy</p>	<p>PT - Sinais de alerta gerais RO - Semn de avertizare general RU - Общий предупреждающий знак SK - Všeobecné varovné symboly SL - Splošna opozorila SV - Allmän varning TR - Genel uyarı işareti</p>
	<p>DE - Warnung Elektrizität EN - Warning, electricity BG - Предупреждение, електричество CS - Varování, elektřina DA - Advarsel elektricitet EL - Προσοχή, ηλεκτρικό ρεύμα ES - Advertencia electricidad ET - Elektri hoiatus FI - Varoitus sähköstä</p>	<p>FR - Avertissement électrique HR - Opasnost od statičkog elektriciteta HU - Vigyázat, villamosenergia IT - Attenzione corrente elettrica LT - Įspėjimas Elektros srovė LV - Brīdinājums par elektrību NL - Waarschuwing elektriciteit NO - Advarsel elektrisitet PL - Ostrzeżenie przed elektrycznością</p>	<p>PT - Alerta: Eletricidade RO - Avertizare de electricitate RU - Предупреждение Электричество SK - Pozor elektrický prúd SL - Opozorilo - elektrika SV - Varning, elektricitet TR - Uyarı, Elektrik</p>
	<p>DE - Das Stativ kann auf einer schiefen Ebene > 5° kippen. EN - The Mobile Stand can tilt over on a ramp > 5°. BG - Стойката може да се преобърне при разполагане върху повърхност с наклон > 5°. CS - Na šikmé ploše > 5° se může stativ překloupat. DA - Stativet kan vælte på et skråt underlag > 5°. EL - Η κλιόμενη βάση μπορεί να ανατραπεί σε κεκλιμένο επίπεδο > 5°. ES - El soporte puede volcar en un plano con una inclinación > 5°. ET - Viltusel tasapinnal > 5° võib statiivi ümber kukkuda. FI - Jalusta voi kaatua > 5 asteen kaltevalla alustalla.</p>	<p>FR - Le support mobile peut s'incliner de > 5° sur un plan incliné. HR - Stativ se na kosoj plohi nagiba > 5° može prevrnuti. HU - Ferde felületen (> 5°) az állvány megbillenhet. IT - Il supporto mobile può ribaltarsi se utilizzato su un piano con inclinazione > 5°. LT - Ant > 5° pakrypusio pagrindo stovas gali nūvirsti. LV - Uz slīpas virsmas > 5° statīvs var apgāzties. NL - Het statief kan op een hellend vlak van > 5° kantelen. NO - På et skjevt område på > 5° kan stativet velte. PL - Statyw może się przechylić na pochyłym płaszczyźnie > 5°.</p>	<p>PT - Num plano inclinado > 5°, o suporte pode cair. RO - Pe o suprafață înclinată > 5°, stativul se poate răsturna. RU - При использовании на плоскости с наклоном > 5° штатив может опрокинуться. SK - Stativ sa môže na naklonenej rovine > 5° prevrhnúť. SL - Stojalo se na površini, ki je nagnjena > 5°, lahko prevrne. SV - Stativet kan välta vid användning på underlag med > 5° lutning. TR - Stand > 5° eğimli düzlemlerde devrilebilir.</p>
	<p>DE - Elektrostatisch empfindliche Geräte EN - Electrostatic sensitive devices BG - Уреди, чувствителни към електростатични разряди CS - Elektrostaticky citlivé přístroje DA - Elektrostatisk følsomme apparater EL - Ηλεκτροστατικά ευαίσθητες συσκευές ES - Aparatos sensibles a la electrostática ET - Elektrostaatiliselt tundlikud seadmed FI - Sähköstaattisesti herkät laitteet</p>	<p>FR - Appareil d'éclairage opératoire dentaire HR - Uređaji osjetljivi na statički elektricitet HU - Elektrosztatikusan érzékeny készülékek IT - Apparecchi sensibili alle scariche elettrostatiche LT - Elektrostatinėms iškrovoms jautrus prietaisai LV - Elektrostatiski jutīgas ierīces NL - Elektrostatisch gevoelige apparate NO - Elektrostatisk følsomme apparater PL - Urządzenia wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne</p>	<p>PT - Dispositivos sensíveis do ponto de vista eletrostático RO - Dispozitive sensibile la descărcări electrostatice RU - Устройства, чувствительные к электростатическому разряду SK - Elektrostaticky citlivé přístroje SL - Elektrostatično občutljive naprave SV - Elektrostatiskt känslig utrustning TR - Elektrostatik ağıdan hassas cihazlar</p>
	<p>DE - Sitzen verboten EN - Sitting prohibited BG - Сядането забранено CS - Sezení zakázáno DA - Må ikke sidde på EL - Μην κάθεστε ES - Prohibido sentarse ET - Istumine keelatud FI - Istuminen kielletty</p>	<p>FR - Défense de s'asseoir HR - Zabranjeno sjedenje HU - Tilos ráulni IT - Vietato sedersi LT - Draudžiama sėdėti LV - Sēdēt aizliegts NL - Zitten niet toegestaan NO - Sitting forbudt PL - Zakaz siedzenia</p>	<p>PT - Proibido sentar RO - Nu vă așezați RU - Не садитесь SK - Zakaz sedenia SL - Sedenje na izdelku ni dovoljeno SV - Förbjudet att sitta på produkten TR - Oturmak yasaktır</p>

	DE - Aufsteigen verboten EN - Stepping prohibited BG - Стъпването забранено CS - Stoupání zakázáno DA - Må ikke stiges op på EL - Μην ανεβαίνετε ES - Prohibido subirse ET - Ülesminek keelatud FI - Astuminen kielletty	FR - Défense de franchir HR - Zabranjeno penjanje HU - Tilos rálépni IT - Vietato salire LT - Draudžiama lipti LV - Uzķāpt aizliegts NL - Beklimmen niet toegestaan NO - Klatring forbudt PL - Zakaz wchodzenia	PT - Proibido levantar RO - Nu vă urcați cu picioarele RU - Не наступать SK - Zákaz stúpania SL - Vzpenjanje na izdelek ni dovoljeno SV - Förbjudet att stå på produkten TR - Tirmanmak yasaktır
	DE - Anlehnen verboten EN - Leaning prohibited BG - Опирането забранено CS - Opírání zakázáno DA - Må ikke lænes mod EL - Μην ακουμπάτε με το βάρος σας ES - Prohibido apoyarse ET - Toetumine keelatud FI - Nojaaminen kielletty	FR - Ne pas s'appuyer HR - Zabranjeno naslanjanje HU - Tilos rátámaszkodni IT - Vietato appoggiarsi LT - Draudžiama remtis LV - Atbalstīties aizliegts NL - Leunen niet toegestaan NO - Lening forbudt PL - Zakaz opierania	PT - Proibido encostar RO - Nu vă sprijiniți RU - Не опираться SK - Zákaz opierania sa SL - Nagibanje ni dovoljeno SV - Förbjudet att luta sig mot produkten TR - Yaslanmak yasaktır
	DE - Erdung EN - Earth (ground) BG - Заземяване CS - Uzemnění DA - Jordforbindelse EL - Γείωση ES - Conexión a tierra ET - Maandus FI - Maadoitus	FR - Terre HR - Uzemljenje HU - Földelés IT - Messa a terra LT - Įžeminimas LV - Iezemējums NL - Aarding NO - Jording PL - Uziemienie	PT - Ligação à terra RO - Împământare RU - Заземление SK - Uzemnenie SL - Ozemljitev SV - Jord TR - Topraklama
	DE - Schutzerdung EN - Protective earth (ground) BG - Защитно заземяване CS - Ochraně uzemnění DA - Beskyttelsesjord EL - Προστατευτική γείωση ES - Puesta a tierra protectora ET - Kaitsemaandus FI - Suojamaadoitus	FR - Terre de protection HR - Zaštitno uzemljenje HU - Védőföldelés IT - Messa a terra di protezione LT - Apsauginis įžeminimas LV - Aizsargzemējums NL - Beveiligingsaarding NO - Vernejording PL - Uziemienie ochronne	PT - Ligação de proteção à terra RO - Împământare de protecție RU - Защитное заземление SK - Ochraně uzemnenie SL - Zaščitna ozemljitev SV - Skyddsjord TR - Korumucu topraklama
	DE - Potentialausgleich (POAG) EN - Potential equipotentiality (POAG) BG - Изравняване на потенциалите (POAG) CS - Vyrovnání potenciálů (POAG) DA - Potentialeudligning (POAG) EL - Ισοδυναμική σύνδεση ES - Compensación de potencial (POAG) ET - Potentsiaali ühtlustus (POAG) FI - Potentiaalintasaus (POAG)	FR - Liaison équipotentialité (POAG) HR - Izjednačenje potencijala (POAG) HU - Potenciálkiegyenlítés (EPH) IT - Collegamento equipotenziale (POAG) LT - Potencialų išlyginimas (POAG) LV - Potenciālu izlīdzinājums (POAG) NL - Potentiaalvereffening (POAG) NO - Potensialutjevning (POAG) PL - Wyrównanie potencjału (POAG)	PT - Ligação equipotencial (POAG) RO - Egalizare de potențial (POAG) RU - Выравнивание потенциалов (POAG) SK - Vyrovnávanie potenciálu (POAG) SL - Izenačitev potenciala (POAG) SV - Potentialutjämning (POAG) TR - Potansiyel eşitleme (POAG)
	DE - Gerät der Schutzklasse II EN - Class II equipment BG - Уред с клас на защита II CS - Příkladný část typu II DA - Apparat i beskyttelsesklasse II EL - Συσκευή κατηγορίας προστασίας II ES - Aparato de clase de protección II ET - II kaitseklassi seade FI - Suojausluokan II laite	FR - Matériel de la Classe II HR - Uređaj klase zaštite II HU - II. érintésvédelmi osztályú eszköz IT - Apparecchio di classe di protezione II LT - II saugos klasės prietaisas LV - II. aizsardzības klases ierīce NL - Apparaat van de beschermingsklasse II NO - Apparat i beskyttelsesklasse II PL - Urządzenie o klasie ochrony II	PT - Dispositivo da classe de proteção II RO - Dispozitiv din clasa de protecție II RU - Устройство класса защиты II SK - Prístroj ochrannej triedy II SL - Naprava razreda zaščite II SV - Skyddsklass II-produkt TR - Koruma sınıfı II cihaz
	DE - Anwendungsteil Typ B EN - Type B applied part BG - Работна част тип В CS - Příložitá část typu B DA - Anvendelsesdel af typen B EL - Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου Β ES - Pieza de aplicación tipo B ET - B tüüpi rakendusdetail FI - Tyypin B käyttöosa	FR - Partie appliquée du type B HR - Primijenjeni dio tipa B HU - B-típusú készülék IT - Parte applicata di tipo B LT - Naudojimo sritis B tipas LV - Lietojamā daļa, B tips NL - Type B toegepast onderdeel NO - Type B pasientnær del PL - Część aplikacyjna typu B	PT - Peça aplicada do tipo B RO - Componentă tip B RU - Рабочая часть типа В SK - Aplikovaná část typu B SL - Uporabni del tipa B SV - Tillämpningsdel typ B TR - Uygulama parçası Tip B
	DE - Anwendungsteil Typ BF EN - Type BF applied part BG - Работна част тип ВФ CS - Příložitá část typu BF DA - Anvendelsesdel af typen BF EL - Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου ΒΦ ES - Pieza de aplicación tipo BF ET - BF tüüpi rakendusdetail FI - Tyypin BF käyttöosa	FR - Partie appliquée du type BF HR - Primijenjeni dio tipa BF HU - BF-típusú készülék IT - Parte applicata di tipo BF LT - Naudojimo sritis BF tipas LV - Lietojamā daļa, BF tips NL - Type BF toegepast onderdeel NO - Type BF pasientnær del PL - Część aplikacyjna typu BF	PT - Peça aplicada do tipo BF RO - Componentă tip BF RU - Рабочая часть типа ВФ SK - Aplikovaná část typu BF SL - Uporabni del tipa BF SV - Tillämpningsdel typ BF TR - Uygulama parçası Tip BF

	<p>DE - Platzierung der Batteriezelle EN - Positioning of cell BG - Разположение на акумулаторната клетка CS - Umístění bateriového článku DA - Placering af battericelle EL - Τοποθέτηση μπαταρίας ES - Posicionamiento del elemento de batería ET - Akuelemendi paigutus FI - Pariston sijoitus</p>	<p>FR - Position des piles ou accumulateurs HR - Pozicioniranje baterijske ćelije HU - Az akkumulátor elhelyezése IT - Posizionamento della batteria LT - Elemento įdėjimo vieta LV - Akumulatora elementa novietojums NL - Plaatsing van de batterijcel NO - Plassering av battericellen PL - Położenie ogniwa baterii</p>	<p>PT - Colocação da pilha RO - Amplasarea celulei bateriei RU - Размещение элемента батареи SK - Umiestnenie článkovej batérie SL - Postavitev baterijske celice SV - Battericellens placering TR - Pil hücresi konumu</p>
	<p>DE - Batteriekontrolle EN - Battery check BG - Проверка на батерията CS - Kontrola baterie DA - Batteriekontrol EL - Έλεγχος μπαταρίας ES - Control de batería ET - Aku kontroll FI - Pariston tarkastus</p>	<p>FR - Contrôle de pile ou d'accumulateur HR - Kontrola baterije HU - Akkumulátor-ellenőrzés IT - Controllo della batteria LT - Baterijos patikra LV - Akumulatora kontrole NL - Batterijcontrole NO - Batterikontroll PL - Kontrola baterii</p>	<p>PT - Controlo da pilha RO - Controlul bateriei RU - Проверка батареи SK - Kontrola batérie SL - Preverjanje baterije SV - Batterikontroll TR - Pil kontrolü</p>
	<p>DE - Wiederaufladbare Batterie EN - Rechargeable battery BG - Презареждаща се батерия CS - Dobíjecí baterie DA - Genopladelige batterier EL - Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ES - Batería recargable ET - Taaslaetav aku FI - Uudelleenladattava paristo</p>	<p>FR - Élément rechargeable HR - Punjiva baterija HU - Újratölthető akkumulátor IT - Batteria ricaricabile LT - Įkraunama baterija LV - Atkārtoti uzlādējams akumulators NL - Opladbare batterij NO - Oppladbart batteri PL - Bateria do ponownego ładowania</p>	<p>PT - Pilha recarregável RO - Baterie reincărcabilă RU - Аккумуляторная батарея SK - Opakovane nabíjateľná batéria SL - Polnilna baterija SV - Uppladdningsbart batteri TR - Şarj edilebilir pil</p>
	<p>DE - Alarm EN - Alarm BG - Аларма CS - Alarm DA - Alarm EL - Συναγερμός ES - Alarma ET - Alarm FI - Hälytys</p>	<p>FR - Alarme HR - Alarm HU - Riasztás IT - Allarme LT - Garsinio signalas LV - Signalizācija NL - Alarm NO - Alarm PL - Alarm</p>	<p>PT - Alarme RO - Alarmă RU - Сигнализация SK - Alarm SL - Alarm SV - Larm TR - Alarm</p>
	<p>DE - Alarm aus EN - Alarm off BG - Аларма изкл CS - Alarm vypnut DA - Alarm fra EL - Απενεργοποίηση συναγερμού ES - Alarma desactivada ET - Alarm on väljas FI - Hälytys poissa käytöstä</p>	<p>FR - Alarme éteinte HR - Alarm isklj HU - Riasztás ki IT - Allarme disattivato LT - Garsinio signalo išjungimas LV - Izslēgt signalizāciju NL - Alarm uit NO - Alarm av PL - Alarm wył</p>	<p>PT - Alarme desligado RO - Alarmă oprită RU - Сигнализация отключена SK - Alarm vypnut SL - Izklop alarma SV - Larm av TR - Alarm kapalı</p>
	<p>DE - Alarmton unterbrechen EN - Alarm sound paused BG - Прекъсване на алармения сигнал CS - Výstražný tón pozastaven DA - Afbryd alarmtone EL - Διακοπή ήχου συναγερμού ES - Interrumpir el tono de alarma ET - Alarmsignaali katkestamine FI - Hiljennä hälytysääni</p>	<p>FR - Suspendre le signal d'alarme HR - Prekid zvuka alarma HU - Riasztás hangjelzésének kikapcsolása IT - Allarme acustico interrotto LT - Nutraukti garsinį signalą LV - Pārtraukt skaņas signalizāciju NL - Alarmsignaal onderbreken NO - Avbryt alarmsignalet PL - Wyłączenie alarmu</p>	<p>PT - Interromper o som do alarme RO - Ton de alarmă întrerupt RU - Звуковая сигнализация приостановлена SK - Prerušit tón alarmu SL - Prekinitev zvoka alarma SV - Avstängning av larmljud TR - Alarm sesini sustur</p>
	<p>DE - Gleichstrom EN - Direct current BG - Постоянен ток CS - Stejnoseměrný proud DA - Jævnstrøm EL - Συνεχές ρεύμα ES - Corriente continua ET - Alalisvool FI - Tasavirta</p>	<p>FR - Courant continu HR - Istosmjerna struja HU - Egyenáram IT - Corrente continua LT - Nuolatinė srovė LV - Līdzstrāva NL - Gelijkstroom NO - Likestrøm PL - Prąd stały</p>	<p>PT - Corrente contínua RO - Curent continuu RU - Постоянный ток SK - Jednosmerný prúd SL - Enosmerni električni tok SV - Likström TR - Doğru akım</p>
	<p>DE - Positive Polarität EN - Polarity of d.c. power connector BG - Положительна полярност CS - Kladná polarita DA - Positiv polaritet EL - Θετική πολικότητα ES - Polaridad positiva ET - Positiivne polaarsus FI - Positiivinen napaisuus</p>	<p>FR - Polarité positive HR - Pozitivni polaritet HU - Pozitív polaritás IT - Polarità positiva LT - Teigiamas poliškumas LV - Pozitīvā polaritāte NL - Positieve polariteit NO - Positiv polaritet PL - Biegunowość dodatnia</p>	<p>PT - Polo positivo RO - Polaritate pozitivă RU - Положительная полярность SK - Pozitívna polarita SL - Pozitivna polariteta SV - Positiv polaritet TR - Pozitif kutuplu</p>

	<p>DE - „EIN“ für einen Teil des Gerätes EN - “ON” for a part of the equipment BG - „ВКЛ.“ за част на уреда CS - „ZAPNUTO“ pro jednu část přístroje DA - “TIL” for en del af apparatet EL - «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» για ένα εξάρτημα της συσκευής ES - „ENCENDIDO“ para una parte del aparato ET - „SISSE“ seadme osa kohta FI - Laitteen osan “KÄYNNISTYS”</p>	<p>FR - Mise en service d’une partie d’appareil HR - “UKLJ.” za dio uređaja HU - „BE” a készülék egy részére IT - “MESSA IN SERVIZIO” di parte dell’apparecchio LT - Vienos prietaiso dalies „IJN.” LV - “IEEJA” ierīces daļai NL - “AAN” voor een deel van het apparaat NO - “PÅ” for en del av apparatet PL - „WŁ.” dla jednej części urządzenia</p>	<p>PT - “LIGADO” para uma parte do dispositivo RO - „PORNIT” pentru o parte a dispozitivului RU - «ВКЛ» для части устройства SK - „ZAPNUTÉ” pre jednu časť prístroja SL - »VKLOP« za del opreme SV - “PÅ” för en del av utrustningen TR - Cihazın bir bölümü için “AÇIK”</p>
	<p>DE - „AUS“ für einen Teil des Gerätes EN - “OFF” for a part of the equipment BG - „ИЗКЛ.” за част на уреда CS - „VYPNUTO” pro jednu část přístroje DA - “FRA” for en del af apparatet EL - «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» για ένα εξάρτημα της συσκευής ES - „APAGADO” para una parte del aparato ET - „VÄLJA” seadme osa kohta FI - Laitteen osan “SAMMUTUS”</p>	<p>FR - Mise hors service d’une partie d’appareil HR - “ISKLJ.” za dio uređaja HU - „KI” a készülék egy részére IT - “MESSA FUORI SERVIZIO” di parte dell’apparecchio LT - Vienos prietaiso dalies „IŠJ.” LV - “IZEJA” ierīces daļai NL - “UIT” voor een deel van het apparaat NO - “AV” for en del av apparatet PL - „WYŁ.” dla jednej części urządzenia</p>	<p>PT - “DESLLIGADO” para uma parte do dispositivo RO - „OPRIT” pentru o parte a dispozitivului RU - «ВЫКЛ» для части устройства SK - „VYPNUTÉ” pre jednu časť prístroja SL - »IZKLOP« za del opreme SV - “AV” för en del av utrustningen TR - Cihazın bir bölümü için “KAPALI”</p>
	<p>DE - Eingang EN - Input BG - Вход CS - Vstup DA - Indgang EL - Είσοδος ES - Entrada ET - Sisend FI - Tulo</p>	<p>FR - Entrée HR - Ulaz HU - Bemenet IT - Ingresso LT - Įėjimas LV - Ieeja NL - Ingang NO - Inngang PL - Wejście</p>	<p>PT - Entrada RO - Intrare RU - Вход SK - Vstup SL - Vhod SV - Ingång TR - Giriş</p>
	<p>DE - Ausgang EN - Output BG - Изход CS - Výstup DA - Udgang EL - Έξοδος ES - Salida ET - Väljund FI - Lähtö</p>	<p>FR - Sortie HR - Izlaz HU - Kimenet IT - Uscita LT - Išėjimas LV - Izeja NL - Uitgang NO - Utgang PL - Wyjście</p>	<p>PT - Saída RO - Ieşire RU - Выход SK - Výstup SL - Izhod SV - Utgång TR - Çıkış</p>
	<p>DE - Eingang/Ausgang EN - Input/output BG - Вход/Изход CS - Vstup/výstup DA - Indgang/udgang EL - Είσοδος/Έξοδος ES - Entrada/salida ET - Sisend/väljund FI - Tulo/lähtö</p>	<p>FR - Entrée/sortie HR - Ulaz/izlaz HU - Bemenet/kimenet IT - Ingresso/uscita LT - Įėjimas/išėjimas LV - Ieeja/izeja NL - Ingang/uitgang NO - Inngang/utgang PL - Wejście/wyjście</p>	<p>PT - Entrada/Saída RO - Intrare/ieşire RU - Вход/выход SK - Vstup/Výstup SL - Vhod/izhod SV - Ingång/utgång TR - Giriş/Çıkış</p>
	<p>DE - Recycling, allgemein EN - General symbol for recovery/recyclable BG - Общ символ за рециклиране CS - Obecný symbol pro recyklaci DA - Recycling, generelt EL - Γενική ανακύκλωση ES - Reciclaje, informaciones generales ET - Taaskasutus, üldiselt FI - Kierrätys, yleinen</p>	<p>FR - Recyclage, général HR - Reciklaža, općenito HU - Újrafeldolgozás, általános IT - Riciclaggio, generale LT - Bendrasis perdirbimas LV - Otrreizēja pārstrāde, vispārīgi NL - Recycling, algemeen NO - Gjenvinning, generelt PL - Recykling, ogólnie</p>	<p>PT - Reciclagem, geral RO - Reciclar, general RU - Переработка, общий SK - Recyklovanie, všeobecné SL - Recikliranje, splošno SV - Återvinning, allmänt TR - Geri dönüşüm, genel</p>
	<p>DE - Elektro- und Elektronikgeräte nicht im Hausmüll entsorgen EN - Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste BG - Забранено е изхвърляне на електрически и електронни уреди в битовите отпадъци CS - Elektrické a elektronické přístroje nevyhazujte do domovního odpadu DA - Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet EL - Μην απορρίπτετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στα οικιακά απορρίμματα ES - No deseche los aparatos eléctricos y electrónicos en la basura doméstica ET - Ärge korraldage elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlust olmejäätmete hulgas FI - Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää talousjätteen seassa</p>	<p>FR - Ne pas jeter les dispositifs électriques et électroniques avec les déchets ménagers HR - Ne zbrinjavati električne i elektroničke uređaje u komunalni otpad HU - Az elektromos vagy elektronikai készülékeket ne dobja a háztartási hulladékba IT - Non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche nei rifiuti domestici LT - Elektros ir elektronikos įrangos nemeskite į buitines atliekas LV - Neizmest elektriskās un elektroniskās ierīces mājsaimniecības atkritumos NL - Gooi elektrische en elektronische apparaten niet weg in huishoudafval NO - Ikke kast elektriske og elektroniske enheter i husholdningsavfallet PL - Nie usuwać urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami domowymi</p>	<p>PT - Não descarte aparelhos elétricos e eletrônicos junto com o lixo doméstico RO - Nu aruncați dispozitivele electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer RU - Электрические и электронные приборы запрещается выбрасывать в бытовой мусор SK - Elektrické a elektronické prístroje nelikvidujte domovým odpadom SL - Električnih in elektronskih naprav ne zavržite med gospodinjske odpadke SV - Elektriska och elektroniska produkter får inte kastas som hushållsavfall TR - Elektrikli ve elektronik aletleri evsel atık olarak atmayın</p>

	<p>DE - Batterie nicht im Hausmüll entsorgen EN - Do not dispose of battery in household waste BG - Забранено е изхвърляне на батерии в битовите отпадъци CS - Baterie nevyhazujte do domovního odpadu DA - Batteriet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet EL - Μην απορρίψετε την μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα ES - No desechar las baterías con la basura del hogar ET - Ärge korraldage aku jäätmekäitlust olmejäätmete hulgas FI - Akkua ei saa hävittää talousjätteen seassa</p>	<p>FR - Ne pas jeter la batterie avec les déchets ménagers HR - Ne zbrinjavati baterije u komunalni otpad HU - Az akkumulátort ne dobja a háztartási hulladékba IT - Non smaltire le batterie nei rifiuti domestici LT - Baterijos nemeskite į buitines atliekas LV - Neizmest akumulatoru mājsaimniecības atkritumos NL - Batterij niet met huishoudelijk afval weggoeien NO - Batteriet må ikke kastes i husholdningsavfallet PL - Nie usuwać baterii razem z odpadami domowymi</p>	<p>PT - Não elimine a pilha junto com o lixo doméstico RO - Nu aruncați bateria împreună cu gunoiul menajer RU - Не выбрасывать батарею с бытовыми отходами SK - Batérie nelikvidujte domovým odpadom SL - Baterije ne zavrzite med gospodinjске odpadke SV - Batterier får inte kastas som hushållsavfall TR - Pilleri evsel atık olarak atmayın</p>
	<p>DE - Dieses Produkt enthält keine gefährlichen Substanzen, welche die Konzentrationsgrenzen überschreiten. Das Produkt ist umweltfreundlich und kann recycelt werden. EN - This product does not contain any hazardous substances exceeding concentration limits and is a green environmentally friendly product which can be recycled. CS - Tento výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, které přesahují limity koncentrace. Výrobek je šetrný k životnímu prostředí a může být recyklován. DA - Dette produkt indeholder ingen farlige substanser, som overskrider koncentrationsgrænserne. Produktet er miljøvenligt og kan genindvindes. ES - Este producto no contiene sustancias peligrosas que excedan los límites de concentración. El producto es respetuoso con el medio ambiente y puede reciclarse. FI - Tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, jotka ylittäisivät pitoisuusrajat. Tuote on ympäristöystävällinen ja kierrätyskelpoinen.</p>	<p>FR - Ce produit ne contient aucune substance dangereuse qui dépasse les seuils de concentration. Le produit est respectueux de l'environnement et peut être recyclé. IT - Questo prodotto non contiene sostanze pericolose che superano i limiti di concentrazione. Il prodotto è ecologico e riciclabile. NL - Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen die de concentratiegrenzen overschrijden. Het product is milieuvriendelijk en kan worden gerecycled. NO - Dette produktet inneholder ingen farlige stoffer som overskrider konsentrasjonsgrensene. Produktet er miljøvennlig, og kan gjenvinnes. PL - Ten produkt nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych, które przekraczają wartości graniczne stężenia. Produkt jest przyjazny dla środowiska i może być poddany recyklingowi.</p>	<p>PT - Este produto não contém substâncias nocivas que excedam os limites de concentração. O produto respeita o ambiente e pode ser reciclado. SV - Produkten innehåller inga farliga ämnen i koncentrationer över gränsvärdena. Produkten är miljövänlig och kan återvinnas. TR - Bu ürün, konsantrasyon sınırlarını aşan tehlikeli maddeler içermez. Ürün çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.</p>
	<p>DE - Dieses Produkt enthält bestimmte gefährliche Substanzen und kann während seiner Umweltschutz-Nutzungsdauer (wie durch die Nummer in der Mitte angegeben) sicher verwendet werden, die nach der Nutzung des Umweltschutzes in das Recycling System eingehen soll. EN - This product contains certain hazardous substances and can be used safely during its environmental protection use period (as indicated by the number in the center) which should enter into the recycling system after its environmental protection use period. CS - Tento výrobek obsahuje určité nebezpečné látky a může být bezpečně používán s ohledem na ochranu životního prostředí (jak je naznačeno číslem uprostřed), který by měl být po použití zařazen do recyklačního systému ochrany životního prostředí. DA - Dette produkt indeholder bestemte farlige substanser og kan anvendes sikkert under sin levetid (som angivet ved nummeret i midten), men som ifølge miljøbeskyttelsesloven kan indgå i et genindvindingsystem. ES - Este producto contiene ciertas sustancias peligrosas y puede utilizarse de forma segura durante su vida útil (como indica el número en el centro); deberá reciclarse una vez finalizada la vida útil. FI - Tämä tuote sisältää tiettyjä vaarallisia aineita, ja sitä voidaan käyttää turvallisesti ympäristönsuojelullisten näkökantojen perusteella määrättyinä käyttöaikana (symbolin keskellä oleva luku), min-kä jälkeen tuote on toimitettava kierrätykseen.</p>	<p>FR - Le présent produit contient certaines substances dangereuses et peut être utilisé en toute sécurité dans le délai d'utilisation fixé pour la protection de l'environnement (tel qu'indiqué par le numéro intermédiaire). Le dispositif doit être recyclé dès l'expiration du délai d'utilisation fixé pour la protection de l'environnement. IT - Questo prodotto contiene alcune sostanze pericolose e può essere utilizzato in modo sicuro per la durata del suo ciclo di vita ambientale (come indicato dal numero al centro); deve confluire nel sistema di riciclaggio dopo il ciclo di vita ambientale. NL - Dit product bevat bepaalde gevaarlijke stoffen en kan tijdens zijn milieuveilige gebruiksduur (zoals door het nummer in het midden aangegeven) veilig worden gebruikt, die na gebruik in een recyclingsysteem moet worden verwerkt. NO - Dette produktet inneholder bestemte farlige stoffer, men kan under den beskyttede levetiden (slik det fremgår av nummeret i midten) brukes sikkert, og etterpå skal det inngå i gjenvinningsystemet. PL - Produkt ten zawiera pewne niebezpieczne substancje i może być bezpiecznie stosowany w trakcie cyklu życia produktu w środowisku (jak wskazuje liczba w środku), które powinny być włączone do systemu recyklingu po cyklu życia produktu w środowisku.</p>	<p>PT - Este produto contém determinadas substâncias nocivas e pode ser usado em segurança durante a sua vida útil em condições de proteção do ambiente (anos indicados pelo número ao centro), após a qual deverá ser conduzido para o sistema de reciclagem. SV - Den här produkten innehåller vissa farliga ämnen och kan under sin avsedda miljörelaterade livslängd (anges med numret i mitten) användas säkert. Efteråt ska ämnena hanteras enligt vanlig återvinning. TR - Bu ürün belirli tehlikeli maddeler içerir ve çevre koruma kullanım süresi (ortadaki rakamda belirtilir) dahilinde güvenli bir şekilde kullanılabilir; çevre koruma kullanım süresi dolan ürünler geri dönüşüm sistemine sokulmalıdır.</p>